

Dermablate

موثرترین لیزر درمانی حوزه Aesthetic
لیزر اربیوم فرکشنال



Applications:

- Skin ablation
- Skin rejuvenation
- Intravaginal treatments
- Snoring treatment
- Scar treatment
- Cutting

تکنولوژی Fractional Er:YAG در زمینه جوانسازی، لایه برداری دقیق و درمان ضایعات پوستی به عنوان امن‌ترین لیزر در حوزه Aesthetic، ساخت کمپانی معتبر Asclepion آلمان

Dermatology

- لایه‌برداری سرد با دقت میکرون
- جوانسازی پوست
- درمان اسکارهای مختلف
- Drug Delivery
- درمان ضایعات پوستی:

Epidermal naevi, Cafe-au-lait spots, Becker's naevus keratoses, Naevi spili, Syringoma, Xanthelasma, Lentigines, Sebaceous adenoma, Milia palpebrarum, Skin resurfacing, Periorbital wrinkles, Acne scars, Exophytic scars, Actinic Keratoses, Seborrheic keratoses

امکان تنظیم عمق نفوذ لیزر
تنها دستگاه دارای Smoke evacuator
هندپیس CUT (انتخابی)

Skin Resurfacing




Before




After


Vascular Lesions



Before




After



Steri-spot
(Gynaecology)



Microspot
(Fractional)



VarioSpot
(ablation)



Cut



Romeo
(ENT)

TECHNICAL SPECIFICATON

Laser	Er:YAG, class 4
Wavelength	2.940 nm
Energy	Max. 3J
Fluence	Max. 250 J/cm ²
Pulse duration	100μs - 1500μs
Frequency	Max. 20 HZ
Display	10,1" LCD with touchscreen
Dimention	40 × 90 × 95 cm ³ (W × D × H)
Weight	ca. 115 Kg

Spot Size	VarioSpot	Dermatology	1 - 6 mmØ
	MicroSpot		13 × 13 mm ²
	Steri-Spot	Gynaecology	9 × 9 mm ²
	Romeo	ENT (Optional)	5 × 5 mm ²
	Cut	(Optional)	0.5 mmØ

Mode	VarioSpot	Ablation, THERM
	MicroSpot	Cold, Normal, Expert, Warm, Hot
	Steri-Spot	Juliet C, Juliet W
	Romeo	Romeo
	Cut	Ablation, THERM

Juliet

the feminine laser

درمان موثر برای تحریک کلاژن و مشاهده نتایج بلافاصله بعد از جلسه درمان

- درمان آتروفی واژن قبل و بعد یائسگی
- درمان خشکی، خارش و سوزش ناحیه واژن
- درمان بی اختیاری ادرار
- درمان درد و سوزش هنگام نزدیکی و افزایش رضایت جنسی
- افزایش الاستیسته بافت
- tightening بافت واژن

ROMEO®

درمان خروپف با ساده‌ترین روش درمانی برای اولین بار در دنیا (از سال ۲۰۱۷)

- درمان سریع، ملایم و کم تهاجمی خروپف.
- بدون نیاز به بیهوشی
- درمان سریع کمتر از ۲ دقیقه
- بدون زمان نقاحت
- درمان کاملا سرپایی